




## AUTOKLAWY GETINGE

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

## ZIMA 2012

|   | Opis produktu  | Cena brutto w PLN:                            |
|---|--|---|
|    | <p><b>GETINGE K3+</b></p> <p><u>Autoklaw z kwadratową komorą</u> o pojemności 10l, oferujący identyczną pojemność załadunku co 18l autoklaw o okrągłej komorze. Program błyskawiczny do nieopakowanych, litych instrumentów trwa zaledwie 9 min., program standardowy klasy B, przy pełnym załadunku jedynie 20 min., nowy program do sterylizacji 10 końcówek trwa 15 min. Przesuwane drzwi zabezpieczają przed poparzeniem. Gwarantowana trwałość komory wynosi 50.000 procesów.</p>   | <p><del>21.800</del></p> <p><b>18.400</b></p> |
|   | <p><b>GETINGE K5+</b></p> <p><u>Autoklaw z kwadratową komorą</u> o pojemności 15l, oferujący identyczną pojemność załadunku co 22l autoklaw o okrągłej komorze. Idealny dla średnich lub małych klinik z dużą ilością instrumentów. Program błyskawiczny do nieopakowanych, litych instrumentów trwa zaledwie 9 min., program standardowy B, przy pełnym załadunku jedynie 25 min., nowy program do sterylizacji 10 końcówek trwa 15 min. Przesuwane drzwi zabezpieczają przed poparzeniem. Gwarantowana trwałość komory wynosi 50.000 procesów.</p> | <p><b>27.600</b></p>                          |
|  | <p><b>GETINGE K7+</b></p> <p><u>Autoklaw z kwadratową komorą</u> o pojemności 20l, oferujący identyczną pojemność załadunku co 31l autoklaw o okrągłej komorze. Idealny dla średnich lub małych klinik z dużą ilością instrumentów. Program błyskawiczny do nieopakowanych, litych instrumentów trwa zaledwie 9 min., program standardowy B, przy pełnym załadunku jedynie 25 min., nowy program do sterylizacji 10 końcówek trwa 15 min. Przesuwane drzwi zabezpieczają przed poparzeniem. Gwarantowana trwałość komory wynosi 44.000 procesów</p>  | <p><b>29.200</b></p>                          |
| <b>DRUKARKA</b>   | Drukarka termiczna do wydruku parametrów sterylizacji.   | <b>1.900</b>                                  |
| <b>SYSTEM USB</b>   | System zapisu USB składający się z klucza USB i zewnętrznego urządzenia, podłączonego do gniazda drukarkowego autoklawu, co umożliwiając prowadzenie dokumentacji bez użycia papieru.  | <b>2.200</b>                                  |
| <b>DEMINERALIZATOR</b>  | Demineralizator „DS200” umożliwia bezpośrednie podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej.  | <b>1.900</b>                                  |

### PROMOCJA: DESTYLARKA W CENIE AUTOKLAWU!

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny zawierają koszty dostawy oraz koszty standardowego montażu urządzeń. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Cennik nr 01/2012 obowiązuje do dnia 07.03.2012. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.

**BIAŁYSTOK**

ul. Św. Rocha 12  
tel. (85) 744 59 13  
fax (85) 744 59 15  
bialystok@amadar.pl

**GDYNIA**

ul. Morska 103  
tel. (58) 627 00 27  
fax (58) 661 37 07  
gdynia@amadar.pl

**KATOWICE**

Al. W. Korfańtego 195  
tel. (32) 730 28 85  
fax (32) 730 28 86  
katowice@amadar.pl

**LUBLIN**

Al. Warszawska 54  
tel. (81) 473 50 49  
fax (81) 470 95 04  
lublin@amadar.pl

**SZCZECIN**

ul. Pomorska 53  
tel. (91) 469 53 43  
fax (91) 469 53 44  
szczecin@amadar.pl

**WARSZAWA**

ul. Świętokrzyska 14  
tel. (22) 826 43 81  
fax (22) 826 91 52  
amadar@amadar.pl

**WROCLAW**

ul. Legnicka 55F  
tel. (71) 350 63 09  
fax (71) 354 45 13  
wroclaw@amadar.pl